

SCHEDA TECNICA Auto-Pure

CATALOGO

CONTENUTO DEL KIT

COD. AS-17040-00

PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO



VER.1 del 01/12/2022



Auto-Pure è un estrattore automatico degli acidi nucleici basato su tecnologia a biglie magnetiche. Strumento con Software aperto e configurabile per diverse esigenze. Illuminazione a LED, visualizzazione in tempo reale dello stato di funzionamento, tramite touch screen da 7 pollici. Possono essere processati da 1 a 32 campioni contemporaneamente. È dotato della funzione di sterilizzazione tramite lampada UV per evitare contaminazioni incrociate.

COD. AS-17040-00

DIMENSIONI	400 x 470 x 450 millimetri
PESO	28 KG
CAPACITÀ DI PROCESSO	1 ~32 campioni
VOLUME DELLA MATRICE BIOLOGICA	50 ~1000µl
TEMPERATURA	T.A. ~120°C.
ACCESSORI COMPRESI	Touch Screen da 7 pollici – Mouse
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE	8 programmi precaricati; 100 programmi memorizzabili
INTERFACCIA	Usb, Porta Ethernet
CONTROLLO PREVENTIVO	Ventilazione e SterilizzazioneUV