

SCHEMA TECNICA

SERVICEBIO VORTEX MIXER MV-100

VER.1 del 01/12/2022

Il Vortex Mixer MV-100 è adatto per il funzionamento a breve o lungo termine. E' uno strumento stabile e affidabile, dal design compatto, che presenta una base in silicone antiurto che agevola le operazioni ad alta velocità. Miscela in modo uniforme e completo tutti i tipi di campioni.



DESCRIZIONE	
Dimensione (l * w * h)	210mm * 210mm * 180mm
Modalità di oscillazione	Circonferenziale
Potenza	60 W ± 5%
Velocità di rotazione	2850rpm
Voltaggio	220-230 (VAC)
Frequenza	50 / 60Hz.
Peso	1.7 kg