

SCHEDA TECNICA CENTRIFUGA MC-700 SERVICEBIO

La Mini centrifuga da laboratorio Servicebio MC-700 è dotata di un rotore e 3 adattatori. Per tubi da 0,5 ml, 1,5 ml e strip da 0,2 ml. Il funzionamento è semplice, con bassa rumorosità e basse vibrazioni. E' dotata di protezione di sicurezza: ingresso a bassa tensione, coperchio robusto che riduce il rischio di schizzi di liquido nel dispositivo. Con un motore silenzioso e una base in gomma che assorbe le vibrazioni, la mini centrifuga Servicebio MC-700 mantiene il rumore di funzionamento al minimo (meno di 47 dB) e riduce le interferenze in laboratorio. La funzione di blocco automatico del coperchio mantiene il coperchio bloccato durante il funzionamento, proteggendo l'operatore da lesioni causate dai rotori a rotazione rapida.



0,5 mL rotor



0,2 mL rotor

DESCRIZIONE	
Max velocità di rotazione	7000rpm +/- 5%
Max velocità di accelerazione/riduzione	≤ 12s / ≤ 15s
Rumore	≤ 47db(A)
Potenza di ingresso	24 W
Modalità di controllo	PI potenza di azionamento diretto
Multirotore	10x0.5/8x1.5 ml micro tubi + 4x0.2ml 8 PCR strip
Voltaggio	230V